DUE TECNOLOGIE IN UNO, PER UN EFFETTO DREN-PLUS.

......

La pressoterapia prevede come sottolinea il nome l'utilizzo di una pressione su determinate zone del corpo con lo scopo di agire sui liquidi (sangue e linfa) migliorandone la circolazione e il drenaggio. Questo avviene grazie all'applicazione di particolari cuscini che l'operatrice fa indossare al cliente sulle zone da trattare e da cui fuoriescono getti d'aria in grado di compiere la giusta pressione, anche se diversa caso per caso.



Gli infrarossi incorporati nei gambali che si gonfiano e si sgonfiano simulando il massaggio, hanno come obiettivo il miglioramento della circolazione ematica, tramite l'innalzamento della temperatura e la velocizzazione del metabolismo. Per le persone più sensibili si può utilizzare anche solo l'azione della pressoterapia!

DATI TECNICI











Alimentazione: 230 Vac / 50-60 Hz

Fusibili: 2 x 8 Amp T 250 V

Interfaccia Utente: Touch screen LCD 8.4

Display: 800 x 600 pixels

Dimensioni - peso: 37 x 37 x 27 cm - 18 kg

Tipo di Apparato: Classe B

PressoMassaggio	
Potenza infrarossi	70DC
Frequenza Elettrostimolazione (EMS)	500Hz
Consumo	100 W Max. Circa
Pressione Max Presso-Massaggio	0.4 Kg/Cm2
Settori	 2 Per Piedi 4 Per Gambe 2 Per La Fascia Addominale 2 Per Il Braccio